



IN
15 MINUTEN
 ZUM ERGEBNIS

MIT **ANGENEHMEN**
NASENWANDABSTRICH

DIREKT ZUM
SHOP

Roche Diagnostics
SARS-Covid Rapid Antigen Test Nasal (25 Tests)

schnelle, zuverlässige Entscheidung am Point-of-Care auch für asymptomatische Personen
 Probenentnahme mittels Nasenabstrich mit vorgefüllten Probenröhrchen. Ohne zusätzliche Materialien oder Instrumente einsatzbereit.

Kit-Ausstattung: Teststreifen (einzeln in einem Folienbeutel mit Trockenmittel), Extraktionspuffer und Pufferrohrchen-Rack, Spenderkappe, Gebrauchsanweisung, Kurzanweisung, Positiv- und Negativkontrollen



IN
15 MINUTEN
 ZUM ERGEBNIS

SPEICHEL- ODER
STUHLPROBE

DIREKT ZUM
SHOP

JOINSTAR
Covid-19 Antigen Speichel-Schnelltest (25 Stück)

Der JOINTSTAR Schnelltest ist für den Nachweis von SARS-CoV-2 in Speichel-, Sputum- (Auswurf) oder Stuhl-Proben. Da für die Durchführung des Tests kein unangenehmer Nasen- oder Rachenabstrich notwendig ist, eignet sich dieser nicht invasive Schnelltest besonders auch für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Auch sind die Probenentnahmeröhrchen bereits fertig mit der richtigen Menge an Pufferlösung bestückt, so dass sich die Tests zeitsparend mit weniger Arbeitsschritten, als bei anderen Schnelltests, und mit geringerem Fehlerpotential durchführen lassen. Das Testergebnis liegt nach 15 Minuten vor. Dieses Produkt ist für den professionellen Einsatz in Labor- und Point-of-Care-Umgebungen, als auch für geschultes Personal außerhalb eines Labors bestimmt.